

Manipulateurs Patient, en tête de lit, Séries NUHS / Fiche Produit

Modèles NUHS1B-H, NUHS1B-HK, NUHS3B-H, NUHS3B-HK

Caractéristiques

- Design agréable, léger et robuste.
- Se connecte aux unités tête de lit de la série NUBM avec les prises magnétiques Ascom *SafeConnect*
- Large bouton rouge d'appel rétro-éclairé avec symbole infirmière, Led de tranquillisation et 3 points d'identification pour les non-voyants
- Disponible sans ou avec 2 boutons de commande d'éclairage
- Adapté pour une utilisation dans des environnements enrichis en oxygène
- IP67, revêtement en silicone pour un nettoyage facile



Description

Les manipulateurs patient, tête de lit, série NUHS1B et NUHS3B sont des périphériques agréables, légers et ergonomiques qui permettent aux utilisateurs de contrôler l'éclairage de la chambre et de lancer un appel depuis leur lit. Les manipulateurs patients sont conçus pour être utilisés avec les systèmes Ascom Telligence.

Le manipulateur dispose d'un grand bouton d'appel infirmière. Le bouton est rétro-éclairé par LED afin que l'utilisateur puisse le localiser rapidement dans un environnement peu éclairé. Il affiche une lumière de tranquillisation (led) lorsqu'il est utilisé. Le bouton comporte également 3 points pour faciliter l'identification pour les non voyants.





Le manipulateur NUHS 3B comprend deux boutons de commande d'éclairage. Le premier bouton contrôle la lumière/ lecture tête de lit; Le deuxième bouton contrôle la lumière de la chambre. Les deux boutons sont rétro-éclairés afin que l'utilisateur puisse les

localiser rapidement dans un environnement à faible luminosité.




Les manipulateurs incluent une prise magnétique Ascom *SafeConnect* qui se connecte aux unités tête de lit de la série NUBM.

Les manipulateurs répondent à la norme de protection IP67. Ils sont recouverts d'un revêtement silicone afin d'en faciliter leur nettoyage. De plus, ils peuvent être fixés au lit à l'aide d'une pince à drap optionnelle ou positionnés dans un support, lui aussi optionnel, à montage mural.

Versions

NUHS1B-H	NUHS1B-HK	NUHS3B-H/NUHS3B6-H	NUHS3B-HK/NUHS3B6-HK
Globale	Royaume-Uni	Globale	Royaume-Uni
			

Spécifications

Électrique	en veille: 5.5VDC, 6mA maximum: 5.5VDC, 25mA
Câble connexion	Flexible 6 fils, 3m (9.8ft.) Modèles à 3 boutons disponibles en longueur 3m (9.8ft.) (NUHS3B-H et NUHS3B-UK) ou disponibles en longueur 6m (19.7ft.) (NUHS3B6-H et NUHS3B6-UK)
Connexions	1x prise/fiche magnétique Ascom SafeConnect
Dimensions (L x L x P)	151mm x 53mm x 22mm (5.95 x 2.1 x 0.87in.)
Poids (avec câble)	201g (7.1oz.)
Matériau:	Plastique PC/ABS avec revêtement/membrane silicone, protection UL94-V0
Couleur	Blanc (NCS 0603-G80Y)
Couleurs des boutons	Rouge: (NCS S 0580 - Y90R) Ambre: (NCS S 2070-Y50R) Gris: (NCS S 2005 - R80B) Orange (NCS S 2070-Y50R) (Uniquement au Royaume-Uni)
Environnement	Température de fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F) Température de stockage: -25°C à 55°C (-13°F à 131°F) Humidité Relative: de 0 à 95%, sans condensation à 40°C (104°F) Indice de protection: IP67
Compatibilité logicielle	Telligence 5.0 et version supérieure
Compatibilité matérielle	NUBM Unité tête de lit avec bus actif, fonctionnalités complètes NUBM Unité tête de lit avec bus passif (Bouton d'Appel et commandes d'éclairage)
Conformités, Standards, Réglementations   	Conforme aux Standards et Normes suivantes (les références, dates, amendements sont définis dans la déclaration de conformité, <i>(Declaration of Conformity)</i>) Uniquement en Anglais : IEC 60950 CB, IEC 62368 CB, EN 55024 (CISPR24) Class B, EN 55032 (CISPR32) Class B, RoHS, REACH, VDE 0834, HTM 08-03 ANSI/UL 1069, ANSI/UL 2560, CAN/CSA C22.2 No. 205, FCC part 15B, ICES-003 AS/NZS CISPR24/32, AS/NZS 3811
Accessoires	Pince/clip/attache drap (P/N R414207) Support/Dépôt pour manipulateur patient (P/N 660380)